

Intervaller for konstanskontrol 2012

Mørkekammer:	Interval	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Indtrængende lys	årligt												
Mørkekammerlys	årligt												
Fremkaldetemperatur, grundslør, sværtning og kontrast	dagligt	Der henvises til skema for konstanskontrol af fremkalder											

Kassetter og forstærkningsskærme:	Interval	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Følsomhedsvariation mellem skærme	årligt, stikprøvevis												
Kassettekompression	halvårligt, stikprøvevis												
	eller helårligt, alle												
Støv og urenheder	månedligt												

Røntgengenerator mv:	Interval	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Sværtning med og uden eksponeringsautomatik	månedligt												
Strålekvalitet med og uden eksponeringsautomatik	månedligt												
Lys- og strålefelt (lysviserblænde)	månedligt												
Opløsning	månedligt												

Andet:	Interval	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Inspektion af forklæder, handsker og gonadebeskyttere	årligt												

Sæt kryds (x) i oversigten, når kontrollen er udført.